



RJT
ROJETECHNOLOGIES

Viga MTB Molecular Diagnostic Kit

Qualitative Real Time-PCR Assay

کیت تشخیص مولکولی MTB به روش Qualitative Real Time-PCR

برای استفاده در آزمایشگاه‌های تشخیص طبی

محتویات Viga MTB Molecular Diagnostic Kit

اجزاء کیت	۲۵ واقتش	۱۰۰ واقتش
Pro MTB Mix	۲۵۰µl	۱۰۰۰µl
Q-ROMAX, 4X	۱۲۵µl	۵۰۰µl
MTB Positive Control	۴۰µl	۱۵۰µl
RT-PCR Grade Water	۴۰µl	۱۵۰µl

شرایط نگهداری

شرایط ارسال توسط روزه تکنولوژی چک می‌شود. پس از دریافت محصول، همه بافرها را در دمای محیط و در جای خشک نگهداری کنید. بعد از تحویل محصول همه بافرها باید در تاریکی و در دمای ۲۵- تا ۲۰- درجه سانتی‌گراد نگهداری شوند. هنگامی که شرایط نگهداری را رعایت کنید کیت تا پایان تاریخ انقضاء ذکر شده روی لیبل جعبه کیت پایدار می‌باشد.

موارد مصرف

Viga MTB molecular diagnostic Kit Real Time-PCR Kit جهت تست تشخیص مولکولی DNA مایکوباکتریوم توبرکلوزیس (MTB) در نمونه‌های انسانی مانند خلط، لواز، برانکو آلونولار، ترشحات بینی یا مجاری برونشی، مایع مغزی- نخاعی، مایع مفصلی و انداز از طریق Real Time-PCR مورد استفاده قرار می‌گیرد.

گارانتی

روزه تکنولوژی کارایی تمام اجزای کیت را گارانتی می‌کند. برای اطلاع بیشتر در انتخاب محصول بر اساس دیار تان با متخصصین پشتیبانی روزه تماس حاصل فرمایید. چنانچه هر محصولی رضایت شما را جلب نکرد، اگر به دلیل استفاده نادرست از کیت نباشد و مشکل از روند تولید محصول باشد، تیم روزه محصول را برای شما جایگزین می‌کند.

قابل توجه خریدار محترم

این محصول فقط برای مصارف آزمایشگاهی است و برای مصارف تجاری توصیه نمی‌شود و حق فروش این کیت و سایر اجزای آن را ندارید. برای اطلاعات بیشتر در مورد مجوز فروش یا توزیع با تیم فروش روزه تماس حاصل فرمایید.

هشدارها و اقدامات احتیاطی

- توجه کنید که حتما محصول توسط افراد متخصص در آزمایشگاه به کار گرفته شود.
 - قبل از اولین استفاده، محصول و اجزای آن را از نظر تعداد و حجم بررسی کنید. از محصول معیوب یا ناقص استفاده نکنید، عملکرد آن ممکن است تحت تاثیر قرار گیرد.
 - اکیدا توجه شود هنگام کار با نمونه‌های مثبت یا نمونه‌های گرفته شده از بیماران، احتمال سرایت بیماری وجود دارد.
-
- از خوردن، آشامیدن، سیگار کشیدن، جویندن اداامس، استفاده از وسایل آرایشی و استفاده از داروها در آزمایشگاه‌ها که محل کار با مواد خطرناک و نمونه‌های آزمایشگاهی است اکیدا اجتناب شود. توجه کنید احتمال سرایت بیماری از نمونه‌های مثبت وجود دارد.
 - کیت حاضر برای مصارف تشخیصی آزمایشگاهی و موارد اضطراری طراحی شده است.
 - هر مرحله از مجموعه مراحل به کارگیری کیت شامل نمونه برداری، ذخیره‌سازی، انتقال نمونه‌ها و انجام تست‌های آزمایشگاهی باید طبق دستورالعمل‌های موجود برای کار با ترکیبات مولکولی مطابق باشد.
 - برای انجام تست مناطق کاری جداگانه و مخصوص در آزمایشگاه در نظر بگیرید.
 - محل ۱- محل آماده‌سازی: آماده‌سازی ترکیبات تست
 - محل ۲- آماده‌سازی نمونه: جداسازی و کنترل تست
 - محل ۳- محل تکثیر DNA در محل Real Time-PCR
 - دقت شود آزمایشگاه تشخیصی باید توسط دستگاه‌ها و اپراتورهایی تجهیز شده باشند که طبق دستورالعمل‌های وزارت بهداشت کار می‌کنند.
 - همه محتویات کیت برای تست MTB طراحی شده است، لذا از جابجا کردن یا جایگزین کردن بافرها با سایر کیت‌ها خودداری کنید زیرا عملکرد کیت تغییر می‌کند و برخلاف مقررات استفاده از کیت می‌باشد.
 - همه سمپلرها و سرسمپلرها باید عاری از DNase و RNase باشند. برای جلوگیری از آلودگی، از سرسمپلر فیلتر دار استفاده کنید و بعد از هر بار استفاده آن را تعویض کنید.
 - زیاله‌های ریستی و خطرناک را مطابق با قوانین محلی و بین‌المللی دفع کنید تا از آلودگی محیط ریست اجتناب شود. همه سطوح کار و دستگاه‌های آزمایشگاهی باید با اتانول ۷۰ درصد یا سدیم هیپوکلرایت ۱۰ درصد (وایتکس) استریل شوند.
 - از در معرض قرار دادن ترکیبات کیت در نور مستقیم اجتناب خودداری کنید.

کنترل کیفیت

محصول Viga MTB Molecular Diagnostic Kit توسط آزمایش‌های مشخص از بیش تعیین شده برای هر سری ساخت، مطابق با استانداردهای WHO و Clinical an Laboratory Standards Institute مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. برای اطلاع بیشتر از نتایج آزمایش‌ها می‌توانید از طریق سایت روزه و با استفاده از REF و Lot Number کیت خریداری شده درخواست Certificate of Analysis خود را ثبت کنید تا برای شما ارسال گردد.

وسایلی که باید توسط کاربر تامین گردد

- میکروتوب‌های عاری از DNase و RNase (۱/۵ میکرولیتر)
- میکروتوب‌های PCR شامل استرپ ۰/۵ میلی‌لیتر یا ۰/۲ میلی‌لیتر
- دستکش بدون پودر (یکبار مصرف) و گان جراحی
- انواع مختلف سمپلر و سرسمپلر (سرسمپلرهای ۱۰ میکرولیتر، ۱۰۰ میکرولیتر و ۱۰۰۰ میکرولیتر)
- ترکیبات ضد عفونی‌کننده مخصوص سطوح مانند RNZO قابل سفارش از شرکت روزه تکنولوژی (Cat No: RN983048)
- ورنکس
- سانتریفیوژ (تا ۱۳۰۰۰ دور بر دقیقه)
- میکروسانتریفیوژ
- بلوک خنک‌کننده
- دستگاه‌های Real Time-PCR

شرح محصول

بیماری سل یک بیماری مسری تنفسی مایکوباکتریال است که توسط M.tuberculosis complex (شامل: M. tuberculosis, M. africanum, M. bovis, M. bovis BCG, M. microti, M. pinnipedii) ایجاد می‌شود. MTB از طریق قطرات ریز تنفسی که با سرفه و عطسه پراکنده شده‌اند، از فردی به فرد دیگر منتقل می‌شود. تشخیص سل در مراحل اولیه هم برای درمان شخص بیمار و هم برای جلوگیری از انتقال ویروس اساسی است. کیت تشخیصی Viga MTB molecular diagnostic kit مبتنی بر واکنش زنجیره‌ای پلیمر از Real Time-PCR عمل می‌کند. این کیت برای تشخیص کیفی ژن IS6110 (specific multi-copy insertion sequence) طراحی شده است. بعد از جداسازی DNA توسط کیت DNJia Tissue and Bacteria Kit یا سایر کیت‌های مورد تایید وزارت بهداشت، ترکیب نمونه مورد تایید می‌تواند به محلول مستر میکس و پرایمر پروب اضافه شود تا واکنش انجام شود. کنترل داخلی (IC) برای جلوگیری از نتایج کاذب منفی، کیفیت نمونه و نمونه‌گیری و پروسه اجرایی تست توسط PCR کنترل و بررسی می‌شود. نتایج نشان دادند که LoD (کمترین حد تشخیص) برابر با ۲۵ کپی در هر میلی‌لیتر است.

کاربرد

M. tuberculosis complex Viga MTB Molecular Diagnostic Kit یک کیت تشخیص مولکولی برای تشخیص همه اعضای M. tuberculosis complex (M. tuberculosis, M. africanum, M. bovis, M. bovis BCG, M. microti, M. pinnipedii) در نمونه خلط و ترشحات برونشیل، مایع مغزی-دخاعی، مایع معدی یا ترشحات ناحیه صفاق یا BAL است. این امر مبتنی بر فناوری Real Time-PCR می‌باشد که برای تکثیر ژنوم MTBC از پرایمرهای خاص و پروب‌های خاص دارای برجستگی فلورسنت استفاده می‌شود.

ویژگی‌ها

Real Time-PCR	تکنولوژی
Qualitative	نوع تجزیه و تحلیل
ژن IS6110 (specific multi-copy insertion sequence)	توالی هدف
Mycobacterium tuberculosis complex (M. tuberculosis, M. bovis, M. africanum, M. microti, M. caprae, M. canetti and vaccine strain BCG), 100%	ویژگی آنالیتیکال
LoD ۲۵ کپی بر میلی‌لیتر با احتمال ۹۵٪ است.	حساسیت آنالیتیکال (LOD)
100% (CI95%: 99.06%–100%)	ویژگی تشخیصی
100% (CI95%: 99.06 %–100%)	حساسیت تشخیصی
	Metrological Traceability
PCR inhibition and DNA extraction efficiency control	قابلیت کنترل الودگی PCR و کنترل بازده استخراج DNA
نمونه خلط، BLA، ترشحات برونشی، مایع مغزی-دخاعی، مایع معدی یا ناحیه صفاق	نمونه مورد استفاده

۲۰- تا ۱۵- درجه سانتیگراد	شرایط نگهداری
DNJia Tissue and Bacteria Kit	روش استخراج پیشنهادی
Rotor-Gene Q, 2plex, Corbett Rotor-Gene 3000 & 6000, Mic qPCR Cycler, StepOne and StepOne plus Applied Biosystem	دستگاه‌های پیشنهادی
Green-Yellow	کانال‌های تشخیصی مورد نیاز

بیماری زایی

مایکوباکتریوم توبرکلوزیس یک گونه از باکتری‌های بیماری‌زا در خانواده مایکوباکتری‌ها و مسئول ایجاد بیماری سل می‌باشد. اولین بار در سال ۱۸۸۲ توسط روبرت کخ کشف شد. طبق آخرین گزارشات منتشر شده در سال ۲۰۱۹ که توسط سازمان جهانی بهداشت ویرایش گردیده است، TB به عنوان نهمین عامل مرگ در سراسر جهان و اولین عامل مرگ تک عاملی مسری با بیشترین درخ سرایت و مرگ در کشورهای درحال توسعه و کم برخوردار اعلام گردیده است. بیماری سل انسانی معمولاً با فروردن ذرات تنفسی حاوی باسیل توبرکلوزیس که مستقیماً از ریه فرد دارای بیماری ریوی فعال خارج شده است، ایجاد می‌گردد. در مسری بودن برای هر شخص ۱ تا ۲۰۰ باسیل است، اما هر ذره تنفسی می‌تواند شامل هر مقدار از ۱ تا ۴۰۰ باسیل باشد ولی در بیولوژیکی مربوطه کاملاً مشخص نیست. باسیل ابتدا به کیسه‌های هوایی جایی که توسط ماکروفاژها فاگوسیتوز می‌شود منتقل می‌شود. بیماری زایی MTB کاملاً وابسته به توانایی باسیل برای تخمیر برنامه ماکروفاژ میزبان بعد از اولین سرایت است به طوری که مانع از حذف شدن خود از طریق شکل‌گیری گرانولاهایی می‌شود که سبب رده ماندن عامل بیماری در تطایق یا دفاع سلول میزبان و کم کردن کنترل سلول میزبان بر مرکز متابولیسم و تکثیر باکتری می‌شود. این شرایط در اصلاح دوره کمون بیماری نامیده می‌شود که MTB نسبت به دفاع میزبان و حتی درمان مقاوم می‌گردد.

اقدامات پیشنهادی کار با مواد قبل از شروع واکنش

- قبل از شروع مراحل کار، لطفاً همه دستورالعمل‌های ایمنی کار با MTB را مطالعه کنید.
- قبل از شروع هرگونه تست، هرکدام از ترکیبات کیت باید خوب، ورتکس و سانتریفیوژ شوند. از نوب و فریز مکرر نمونه‌ها بیزهیزید.

جمع آوری و آماده سازی نمونه

نمونه‌های انسانی شامل خلط، BLA (bronchoalveolar lavage)، ترشحات برونشی، مایع مغزی-دخاعی، مایعات معدی یا ناحیه شکم می‌باشد. نمونه‌های تازه یا باید سریعاً طبق روش کیت DNJia Plus Tissue and Bacteria Kit تخلیص شده یا در ۲۰°C - نگهداری شود. نمونه‌های یخ زده را قبل از شروع کار به دمای اتاق برسانید. اقدامات لازم را برای آلودگی‌زدایی نمونه و آماده‌سازی آن برای استخراج DNA انجام دهید.

قبل از شروع کار

- ترکیبات کیت را خارج کنید و بر روی میز کار قرار دهید.
- اجازه دهید بافرها به دمای محیط برسند و سپس به صورت مختصر هر تیوب را برای استفاده بعدی ورتکس کنید.

آماده سازی بافرها

جدول ۱: آماده سازی اجزای واکنش به ازای یک واکنش

حجم	اجزاء مورد نیاز
۱۰µl	Pro MTB Mix
۵µl	Q-ROMAX, 4X
۵µl	Isolated DNA

آماده سازی محیط کار

تمامی سطوح کاری، سمپلرها، سانتریفیوژها و سایر ملزومات قبل از استفاده تمیز و ضدعفونی گردد. باید از ترکیبات ضدعفونی کننده نظیر هیپوکلریت سدیم ۱۰٪، اتانول ۷۰٪ و یا RNZO (Cat NO:RN983048) جهت کاهش خطر آلودگی با اسیدنوکلئیک استفاده کرد.

پروتکل

همه بافرها را به طور کامل ذوب کرده و به دمای اتاق برسانید (۱۵-۲۰°C). بعد از ذوب، همه بافرها را توسط بیبیت کردن مداوم و ورتکس، مخلوط و سپس به صورت مختصر سانتریفیوژ کنید. سریع کار کنید و همه بافرها را در بلوک یخ قرار دهید. حجم کلی DNA در این تست باید ۵µl باشد. واکنش PCR را آماده سازی و سپس با Real Time-PCR اجرایی کنید.

Step 1:
 Equilibrate Q-Romax, 4X
 and Pro MTB -Mix to room temperature



Step 2:
 Add 5µl Q-Romax, 4X in to clean microtube



Step 3:
 Add 10µl Pro MTB Mix to the previous tube



Step 4:
 Mix all reagents



Step 5:
 Pulse Vortex the mixture



Step 6:
 Centrifuge briefly



Step 7:
 Add 5µl isolated DNA



Step 8:
 Run the PCR program



Step 9:
 Result interpretation

MTB (FAH)	IC (HFX)	Results
CI ≤46 (+)	Not considered	Positive control*
-	CI >35 (+)	Negative control*
-	-	Invalid and not accepted

شکل ۱: مراحل آماده‌سازی بافرها و اجرای برنامه PCR و تفسیر نتایج حاصل.

جدول ۲: آماده‌سازی واکنش PCR

حجم	اجزاء مورد نیاز
۱۰ μl	Pro MTB Mix
۵ μl	Q-ROMAX, 4X
۵ μl	DNA تخلیص شده

برنامه دمایی Real Time-PCR

جدول ۳: برنامه دمایی هر قسمت در جدول زیر آورده شده است.

مرحله	زمان	دما	تعداد سیکل
پیش از واسرشتگی	۳ دقیقه	۹۵°C	۱
واسرشته شدن	۱۰ ثانیه	۹۵°C	۴۵ سیکل
اتصال و تکثیر اسید نوکلئیک و اندازه میزان فلورسانس در کانال‌های سبز و زره	۴۰ ثانیه	۶۰°C	

تفسیر نتایج

- آدلیر اطلاعات برای هر ژن باید به صورت جداگانه و باید با استفاده اطلاعات استاندارد مختص مربوطه انجام شود.
- حد آستانه برای هر نمونه باید در فاز نمایی خود در نمودار فلورسانس و بالای نمودار هر نوع سیگنال پس زمینه باشد.
- فلوفور FAM (سبز) برای ژن IS6110 مایکوباکتریوم توبرکلوزیس و HEX (زرد) برای ژن IC در نظر گرفته شده است.
- کنترل منفی برای کنترل آلودگی تست می‌باشد. افزایش بزرگی نمودار فلورسانس در کنترل منفی با حد آستانه تداخل پیدا نمی‌کند. اگر Ct کمتر از ۳۵ باشد ($Ct < 35$) به عنوان آلودگی در نظر گرفته می‌شود. سیگنال‌های قوی بالای ۳۵ در NTC می‌تواند مربوط به آلودگی‌های PCR باشد که در این موارد شکل نمودار PCR مهم است (نمودار S شکل، شکل رایج نمودار نتایج مثبت است).
- کنترل داخلی باید برای همه نمونه‌های بالینی در Ct ۳۵ یا کمتر از ۳۵ مثبت شود که نشان‌دهنده تعداد کافی از کپی نوکلئیک اسید از ژن اصلی و کیفیت خوب نمونه است.

- نمودار کنترل داخلی $Ct > 33$ یا بدون Ct نشان‌دهنده مقدار کم نمونه یا باردارنده‌ها در واکنش است (پیشنهاد می‌شود سمپل جداشده تا حداقل 1/2 رقیق شود). اگر نتایج تست حتی بعد از اجرای برنامه PCR قابل قبول نبود، نمونه جدید دیگری باید از بیمار گرفته و تست مجدداً تکرار شود.
 - یک نمونه مثبت بالینی باید $Ct \leq 40$ برای ژن هدف داشته باشد (IS6110).
 - اگر واکنش مثبت مورد انتظار قابل دستیابی نبود (نمودار معمول S شکل)، تست انجام شده غیر قابل قبول است و تست باید طبق دستورالعمل‌های کیت تکرار شود.
 - دلیل ناکارآمدی کنترل مثبت را بررسی کنید و بعد از تصحیح عیب، آن را ثبت کنید.
- جدول ۴:** شرایط نمونه‌های کنترل برای یک ران PCR قابل قبول

نتایج	IC (HEX)	MTB (FAM)
*کنترل مثبت	در نظر گرفته نشده	$Ct \leq 40 (+)$
کنترل منفی	$Ct > 35 (+)$	-
نامعتبر و غیر قابل پذیرش	-	-

محدودیت‌های تست

- نتیجه کاتب منفی در موارد کمتر پایین MTB در نمونه گرفته شده از بیمار، شرایط نامناسب انتقال و کیفیت پایین جداسازی نمونه به دست می‌آید.
- همه کنترل‌ها قبل از تفسیر باید بررسی شوند. محدودیت بالینی برای این کیت $Ct \leq 40$ می‌باشد و همچنین کاربر می‌بایست نمودار فلوروسنس را قبل از تفسیر نهایی بررسی کند. همه نمودارهای مثبت باید یک پیک تکثیر داشته باشند.
- نگهداری از کیت در شرایط نامناسب منجر به نتیجه منفی کاتب می‌گردد.
- استفاده از این کیت نیاز به پرسنل با تجربه و کارآمد دارد. هر نوع خطای پرسنل ممکن است منجر به نتایج نامعتبر شود.
- نتایج مربوط به این کیت تشخیصی فقط در صورتی قابل قبول است که همراه با شواهد بالینی برای تشخیص MTB باشد.
- تشخیص و درمان قطعی برای بیماران باید بر اساس ترکیب نتایج این تست و سایر تست‌ها، سوابق پزشکی بیمار و نحوه پاسخ به درمان تعیین گردد.

آزمایش‌های ارزیابی و معتبرسازی
آماده‌سازی نمونه استاندارد

استخراج DNA از نمونه شخص مبتلا به MTB (۱۰۰۰۰۰ کپی در هر میلی‌لیتر) صورت گرفت. از همین نمونه غلظت‌های ۱۰۰۰۰، ۱۰۰۰ و ۱۰۰ کپی بر میلی‌لیتر تهیه شد و تست توسط کیت (Artus M. tuberculosis RG PCR Kit (Qiagen) با متوسط ۱۰ بار تکرار برای هر غلظت توسط دستگاه (Rotor-Gene Q-Qiagen) Real Time-PCR صورت گرفت.

کمترین حد تشخیص – حساسیت آنالیتیکال

از مطالعات LoD برای تعیین کمترین غلظت قابل تشخیص ژنوم MTB استفاده شد، که در آن تقریباً ۹۵٪ از کل نمونه‌ها (مثبت واقعی) نتیجه مثبت را تکرار کردند. برای تعیین حساسیت آنالیتیکی کیت Viga MTB molecular diagnostic kit با افزودن پانزهمید و تهیه غلظت‌های استاندارد از ۱۲/۵ تا ۵۰ کپی بر میلی‌لیتر در نمونه بالینی انجام شد. LoD هر تست سپس با ۲۰ بار تکرار برای رقت‌های ۱۲/۵، ۲۵ و ۵۰ کپی بر میلی‌لیتر در محدوده آزمایشی تعیین شده انجام گرفت. کمترین حد تشخیص با LoD نهایی، کمترین غلظت از رقت‌های تهیه شده با تعداد ۱۹ بار جواب مثبت از هر ۲۰ تکرار باشد. از نمونه‌های تهیه شده ۲۰ تکرار از هر رقت گذاشته شد و نتایج زیر بدست آمد. LoD کیت Viga MTB molecular diagnostic kit توسط کیت DNJia Tissue and Bacteria Kit تعیین شد. این مقدار برای کیت حاضر ۲۵ کپی بر میلی‌لیتر بدست آمد.

جدول ۵: نتایج بررسی کیت Viga MTB molecular diagnostic kit بر اساس کیت تخلص DNJia Tissue and Bacteria Kit

Test No	(Copies/mL)		
	MTB		
	50	25	12.5
1	35.17	35.28	36.50
2	34.30	35.06	36.57
3	33.61	37.35	35.49
4	35.02	37.49	Undetermined
5	34.49	36.13	Undetermined
6	34.07	36.02	Undetermined
7	34.41	35.49	37.04
8	34.37	36.60	Undetermined
9	34.53	35.42	38.58
10	34.89	35.61	37.53

11	35.06	37.62	Undetermined
12	34.36	36.46	38.91
13	34.28	38.48	36.28
14	33.92	36.66	37.60
15	34.76	36.15	Undetermined
16	34.76	35.91	Undetermined
17	35.72	37.46	Undetermined
18	38.22	35.19	37.41
19	34.04	38.06	38.65
20	36.19	36.25	Undetermined
Positive percentage in each concentration	100%	100%	55%

اختصاصیت آنالیتیکال

توالی مجموعه پرایمرایروب مورد استفاده در کیت تشخیصی Viga MTB molecular diagnostic kit در *in-silico* برای توالی های MTB در سایت NCBI در تاریخ ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۱ مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل همردیفی (Alignment) توالی های پرایمرایروب برای توالی ژن IS6110 ۱۰۰٪ همپوشانی را با توالی های MTB نشان داد. نتایج هم ردیفی در جدول زیر نشان داده شده است.

جدول ۶: نتایج همردیفی ژن IS6110

Strain	Target	Accession	% Homology Test Forward primer%	% Homology Test Reverse primer%	% Homology Test Probe%
<i>Mycobacterium tuberculosis strain 2.2</i>	IS6110	CP074075.1.1	100	100	100
<i>Mycobacterium tuberculosis R2092 DNA</i>	IS6110	AP024671.1.1	100	100	100

<i>Mycobacterium tuberculosis</i> strain H37Rv_CG	IS6110	CP072765.1.1	100	100	100
<i>Mycobacterium tuberculosis</i> strain CG24	IS6110	CP072761.1.1	100	100	100
<i>Mycobacterium tuberculosis</i> strain CG21	IS6110	CP072763.1	100	100	100
<i>Mycobacterium tuberculosis</i> strain CG20	IS6110	CP072764.1	100	100	100
<i>Mycobacterium tuberculosis</i> strain CG23	IS6110	CP072762.1	100	100	100
<i>Mycobacterium tuberculosis</i> strain 267/47W148	IS6110	CP071128.1	100	100	100
<i>Mycobacterium tuberculosis</i> strain 120/26CAO	IS6110	CP071127.1	100	100	100
<i>Mycobacterium tuberculosis</i> strain 11502	IS6110	CP070338.1	100	100	100
<i>Mycobacterium tuberculosis</i> variant microti strain <i>Mycobacterium microti</i> 94-2272	IS6110	LR882500.1	100	100	100
<i>Mycobacterium tuberculosis</i> variant microti OV254	IS6110	LR882499.1	100	100	100
<i>Mycobacterium tuberculosis</i> variant microti strain <i>Mycobacterium microti</i> Maus III	IS6110	LR882498.1	100	100	100
<i>Mycobacterium tuberculosis</i> variant microti strain <i>Mycobacterium microti</i> Maus IV	IS6110	LR882497.1	100	100	100
<i>Mycobacterium tuberculosis</i> variant microti strain <i>Mycobacterium microti</i> ATCC 35782	IS6110	LR882496.1	100	100	100
<i>Mycobacterium orygis</i> strain MUHC/MB/EPTB/Orygis/51145	IS6110	CP063804.1	100	100	100

<i>Mycobacterium tuberculosis strain 1-0006P6C4</i>	IS6110	CP041876.1	100	100	100
<i>Mycobacterium tuberculosis strain 2.2</i>	IS6110	CP074075.1.1	100	100	100
<i>Mycobacterium tuberculosis R2092 DNA</i>	IS6110	AP024671.1.1	100	100	100

حساسیت بالینی

با استفاده از یک نمونه منفی (نمونه خلط) رقت‌های ۲۵۰، ۲۵۰۰ و ۲۵۰۰۰ کی‌بی بر میلی‌لیتر ($3\log_{10} > \text{LOD}$, $2\log_{10} > \text{LOD}$, $1\log_{10} > \text{LOD}$) از نمونه کنترل تهیه شد. سپس نمونه‌ها تخلیص و آزمایش با استفاده از کیت تشخیصی Viga MTB molecular diagnostic kit (ROJETechnology) بصورت ده بار تکرار بررسی شد.

جدول ۷: نتایج آزمون حساسیت کلینیکال کیت تشخیصی Viga MTB molecular diagnostic kit (ROJETechnology) در جدول زیر می‌باشد.

رقت تهیه شده	غلظت نمونه	Ct
$\leq 3\log_{10} \text{ LOD}$	25,000	26.64
		27.27
		27.05
		26.63
		26.71
		26.27
		26.48
		26.59
		27.44
		26.37
$\leq 2\log_{10} \text{ LOD}$	2,500	32.84
		31.88
		33.31
		33.60
		32.78
		31.63
		32.68
		32.17
		34.08
		32.87
$\leq 1\log_{10} \text{ LOD}$	250	36.54
		36.82
		34.62

	34.78
	35.58
	35.61
	35.44
	34.76
	35.78
	35.20

همانطور که در جدول مشاهده می‌شود نتایج بعد از استخراج برای تمام نمونه‌ها از LOD > 3log10 تا LOD > 1log10 مثبت می‌باشد.

واکنش متقاطع (ویژگی آنالیتیکال)

این آزمایش برای کیت Viga MTB molecular diagnostic kit بصورت in-Silico با تجزیه و تحلیل هم‌ردیفی (Alignment) توالی‌های پرایمر/پروپ برای ویروس MTB در پایگاه داده NCBI در بانک nr/nt با استفاده از نرم افزار BLASTN 2.10.0+ نشان داد که این پرایمر/پروپ فقط توالی‌های ویروس MTB را شناسایی می‌کند. بر اساس این تجزیه و تحلیل هیچ واکنش متقاطع‌ایی برای سایر پاتوژن‌های بیماری‌های تنفسی در جدول زیر مشاهده نشد.

جدول ۸: نتایج in-Silico پرایمر/پروپ کیت Viga MTB molecular diagnostic Kit برای سایر پاتوژن‌های عامل بیماری‌های تنفسی

Pathogen (Taxonomy ID)	Strain	GenBank Acc#	% Homology Test FP	% Homology Test RP	% Homology Test Probe
<i>Human coronavirus</i>	HCoV_OC43/Seattle/USA/5C0776/2019	MN310478.1	52	85	50
<i>Human respiratory syncytial virus A</i>	RSVA/Homo sapiens/USA/MCRSV_211/1980	MG642060.1	47	50	44
<i>Human respiratory syncytial virus B</i>	RSVB/Homo sapiens/USA/MCRSV_267/1983	MG642059.1	42	50	58
<i>Human adenovirus</i>	HAdV7/China/Hubei/1950082726/2019-06-07	MW816101.1	88	75	80
<i>Haemophilus influenzae</i>	P602-8883	CP033168.1	72	55	50
<i>Human Metapneumovirus (hMPV)</i>	A/NSW/WM2014916/16	MW221986.1	47	65	44
<i>Parainfluenza virus 1-4</i>	HPIV3/38/ZJ/CHN/2018	MN145876.1	44	50	60

<i>Rhinovirus</i>	JC201/Zhuhai/GD/CHN/2013	KM613168.1	57	55	61
<i>Chlamydia pneumoniae</i>	LPCoLN	CP001713.1	66	60	55
<i>Legionella pneumophila</i>	ST42	LT632617.1	77	95	100
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	2245STDY5982722	LR216031.1	57	65	72
<i>Streptococcus pyogenes</i>	FDAARGOS_668	CP044093.1	66	80	66
<i>Bordetella pertussis</i>	J029	CP046995.1	90	72	50
<i>Mycoplasma pneumoniae</i>	463 satellite Mpn16	MW920166.1	55	95	52
<i>Candida albicans</i>	TIMM 1768	CP032016.1	66	70	55
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	CF395	CP045917.1	66	100	65
<i>Staphylococcus epidermis</i>	NW32	KT726221.1	57	90	55
<i>CMV</i>	IRNT0G3	KC122248.1	55	50	55
<i>Cryptococcus neoformans</i>	H99 CMGC/DYRK/DYRK2	XM_01219614 1.1	72	65	66
<i>human genome</i>	AKR1C3	NG_047094.1	56	78	60

واکنش متقاطع (ویژگی بالینی)

همچنین برای بررسی ویژگی بالینی، اسید نوکلئیک پاتوژن‌ها در ماتریس نمونه منفی (نمونه خلط) با خلط خاص رقیق شد و سپس نمونه‌ها تخلیص و آزمایش با استفاده از کیت (Viga MTB molecular diagnostic kit) بررسی شد، هیچ واکنش متقاطع برای سایر پاتوژن‌ها در جدول زیر مشاهده نشد.

جدول ۹: بررسی واکنش متقاطع ویروس MTB با کیت Viga MTB molecular diagnostic kit

Virus/ Bacteria/ Parasite	Source/ Sample type	Ct Value
Adenovirus	AmpliRun®DNA/RNA Vircell	-/-
Influenza A	AmpliRun®DNA/RNA Vircell	-/-
Influenza B	AmpliRun®DNA/RNA Vircell	-/-
Legionella pneumophila	AmpliRun®DNA/RNA Vircell	-/-
Cryptococcus neoformans	AmpliRun®DNA/RNA Vircell	-/-
Chlamydia pneumonia	AmpliRun®DNA/RNA Vircell	-/-
Streptococcus pneumoniae	AmpliRun®DNA/RNA Vircell	-/-
Respiratory Syncytial Virus	AmpliRun®DNA/RNA Vircell	-/-
Mycoplasma pneumoniae	AmpliRun®DNA/RNA Vircell	-/-
Streptococcus pyogenes	AmpliRun®DNA/RNA Vircell	-/-
Mycobacterium tuberculosis	AmpliRun®DNA/RNA Vircell	-/-
10 Pooled human genomes	Clinical sample	-/-

همانطور که در جدول بالا مشاهده می‌شود نمونه‌های ژنوم (DNA, RNA) از نمونه‌های بالینی تهیه شد و آزمون اختصاصیت یا ویژگی با استفاده از کیت Viga MTB molecular diagnostic kit انجام شد، که نتایج تمام آنها منفی شد که نشان‌دهنده عدم اتصال پرابر و پروب‌های اختصاصی به میکروارگانیسم‌های دیگر می‌باشد.

دقت

ارزیابی دقت، شامل تکرار پذیری و تجدید پذیری درون آزمایشگاهی می‌باشد.

تکرارپذیری درون ران

Intra-assay (درون سنجی) به دقت و توانایی روش طراحی شده در تعیین خلطت تکرارهای مشابه در یک سیکل Real Time-PCR اشاره دارد که بصورت SD برای Ct های مختلف نشان داده می‌شود. برای این منظور ۳ تکرار از هر خلطت استاندارد در یک واکنش کاری مورد بررسی قرار گرفت و مقادیر ضریب تغییرات (CV) برای مقادیر سیکل آستانه (Ct)، محاسبه شد. که نتیجه واکنش برای ژن هدف (IS6110) در بیشترین مقدار ضریب تغییرات ۱/۱۷ و کمترین مقدار ضریب تغییرات ۰/۷ می‌باشد. کلیه نتایج قابل قبول باید CV کمتر از ۵٪ داشته باشند.

تجدید پذیری

Inter-assay (میان سنجی) به اختلافات موجود در نتایج بین ران‌های مختلف واکنش Real Time-PCR با نتایج حاصل از آزمایشگاه‌های مختلف اشاره دارد و معمولاً بصورت SD یا CV مربوط به تعداد کپی‌ها یا غلظت‌های مختلف از یک نمونه بیان می‌شود. برای این منظور واکنش Real Time-PCR برای غلظت‌های استاندارد با ۵ تکرار از هر استاندارد در سه روز مختلف انجام شد. که نتیجه واکنش در بیشترین مقدار ضریب تغییرات ۱/۷۶ و کمترین مقدار ضریب تغییرات ۱/۰۹ می‌باشد. کلیه نتایج قابل قبول باید CV کمتر از ۱۰٪ داشته باشند.

ارزیابی بالینی

عملکرد بالینی کیت Viga MTB molecular diagnostic kit با استفاده از ۱۳۰ نمونه خلط انسانی، BAL، ترشحات برونشی و مایع مغزی-دخاعی از بیمارانی که مشکوک به MTB بودند جمع‌آوری شد. برای مقایسه و بررسی صحت کیت تشخیصی Viga MTB (Viga MTB molecular diagnostic kit) از کیت Artus M. tuberculosis RG PCR Kit (Qiagen) استفاده شد. استخراج نوکلئیک اسید با کیت DNJia Tissue and Bacteria Kit صورت گرفت.

هر دو روش بر روی دستگاه Real Time-PCR (Rotor-Gene Q-Qiagen) اجراء شد. نتایج NPA (میزان توافقی نتایج منفی) ۱۰۰٪ و PPA (میزان توافقی نتایج مثبت) ۱۰۰٪ در جدول زیر نشان داده شده است.





جدول ۱۰: نتایج آزمایش‌های حساسیت بالینی

Test		Artus M. tuberculosis RG PCR Kit (Qiagen)		Total
		Positive	Negative	
Viga MTB molecular diagnostic kit	Positive	30	0	30
	Negative	0	100	100
Total		30	100	130

- Positive Agreement Rate: $100/100 \times 100 = 100\%$
- Negative Agreement Rate: $100/100 \times 100 = 100\%$

نمادها

جدول ۱۱: نمادها روی لیبل کیفیت

نمادها	معنی	نمادها	معنی
	دمای نگهداری		آدرس کارخانه
LOT	سری ساخت محصول		تاریخ تولید
IVD	In Vitro Diagnostics		تاریخ انقضا
		REF	شماره کاتالوگ محصول

عیب‌یابی

در این قسمت تلاش می‌شود تا بیشتر مشکلاتی که حین کار ممکن است برای کاربر رخ دهد بررسی شود و راه‌حل‌های پیشنهادی برای رفع آن عنوان گردد. همچنین محققین بخش پشتیبانی روزه مشتاق هستند تا به تمام سوالات شما پاسخ دهند. در صورت احتیاج حتماً با بخش پشتیبانی روزه تماس حاصل فرمایید.

مشاهدات	دلیل احتمالی	راه حل
<ul style="list-style-type: none"> منحنی کنترل منفی افزایش شدت فلورسانس را نشان دهد (یک مثبت کاذب اتفاق می‌افتد). 	<ul style="list-style-type: none"> در مرحله آماده‌سازی مستر میکس خطا رخ داده است. 	<ul style="list-style-type: none"> ترکیبات کیت را بررسی کنید و مطمئن شوید در مرحله آماده‌سازی مستر میکس حجم درستی از بافرها استفاده شده است. مرحله آماده‌سازی مستر میکس را مجدداً تکرار کنید.
	<ul style="list-style-type: none"> خطا در راه‌اندازی دستگاه 	<ul style="list-style-type: none"> مطمئن شوید برنامه‌ریزی دستگاه Real Time-PCR به درستی انجام شده است.
<ul style="list-style-type: none"> کنترل داخلی برای نمونه هیچ منحنی افزایش شدت فلورسانسی را نشان نمی‌دهد و برای نمونه منفی می‌باشد. 	<ul style="list-style-type: none"> آلودگی نمونه ممکن است در مرحله آماده‌سازی یا استخراج اتفاق افتاده باشد. 	<ul style="list-style-type: none"> همه سطوح و دستگاه‌ها را با محلول‌های پاک‌کننده تمیز کنید. روپوش‌های آزمایشگاه را بشویید و تیوب‌ها و سرسپیلرهای استفاده شده را جایگزین کنید.
	<ul style="list-style-type: none"> تیوب‌های PCR به درستی بسته نشده اند. 	<ul style="list-style-type: none"> مطمئن شوید درب تیوب‌های PCR کاملاً بسته هستند.
<ul style="list-style-type: none"> سیگنال فلورسانس نمایش حالت یا شکل S را نشان نمی‌دهد. 	<ul style="list-style-type: none"> ترکیبات تخریب شده‌اند. 	<ul style="list-style-type: none"> از ترکیبات جدید استفاده کنید.
	<ul style="list-style-type: none"> کیفیت پایین نمونه‌های DNA که حاوی آلودگی است. 	<ul style="list-style-type: none"> دوباره آزمایش را با DNA استخراج شده تکرار کنید. استخراج DNA را با یک کیت معتبر تکرار کنید. DNA استخراج شده را به نسبت ۲:۱ رقیق کنید.
	<ul style="list-style-type: none"> خطا در دستگاه PCR 	<ul style="list-style-type: none"> آزمایش را تکرار کنید یا با تامین‌کننده تجهیزات تماس بگیرید.

اطلاعات سفارش

تعداد واکنش	شماره کاتالوگ	نام محصول	گروه محصول
25 Preps	MD003057	Viga MTB Molecular Diagnostic Kit	کیت‌های تشخیص مولکولی
100 Preps	MD003054	Viga MTB Molecular Diagnostic Kit	