

EXCLUSIVE

LABiTec®  
Labor BioMedical Technologies GmbH

دستگاه کواگلو متر ساخت کارخانه LABITEC آلمان



CoaData 504+

○ روش اندازه گیری : Turbo Densitometry

○ توانایی انجام تست های انعقادی : PT, APTT, Fibrinogen

PTLFI, Thrombin Time, Extrinsic Factors(II,V,VII,X)

Intrinsic Factors (VIII,IX,XI,XII), Protein C&S(clotting),

Chromogenic Substrates:AT III,Protein C&S,Plasminogen,

a2-Antiplasmin, Immunturbidimetric Tests: D-Dimer

○ سیستم کاملا Open میباشد.

○ عدم نیاز سمپلر متصل به دستگاه

○ گزارش نتیجه آزمایش PT بصورت Time: INR:%Activity

○ گزارش نتیجه آزمایش PTT بصورت Time: Ratio

○ گزارش نتیجه آزمایش Fibrinogen بصورت Time: %Activity : G/Lit : mg/dl

○ قابلیت نصب به کامپیوتر

○ دارای تاییدیه های بین المللی و آزمایشگاه رفرانس ایران

○ میزان حجم نمونه مصرفی و محلول مصرفی نصف روش دستی میباشد

○ دارای دو مرحله مجزا انکوباسیون برای تست های دو مرحله ای



CoaData 4004