

- زمان انجام واکنش : کمتر از ۴۰ دقیقه
- حجم واکنش : ۱۰ تا ۱۰۰ میکرولیتر
- دقت دمایی : ± 0.25 درجه سانتی گراد
- سیستم گرمایشی : پلتیر
- ابعاد دستگاه : ۱۶x۱۶ (WxH) سانتی متر
- وزن : ۱.۸ کیلوگرم
- قابلیت انجام آنالیز : HRM , Intercalators , TaqMan
- قابلیت خوانش کانال ها :

ATTO ۴۹۰LS , CAL۵۴۰ , CAL۵۶۰ , FAM , HEX , LC Green

ROX , Syber Green , SYTO ۹ , VIC , ResoLight