

حجم هوادهی (مترمکعب بر ساعت)	توان لامپ UV (وات)	جریان (آمپر)	توان (وات)	فرکانس (هرتز)	ورودی برق (ولت)	وزن کیلوگرم	ابعاد داخلی ارتفاع*عرض*طول (سانتیمتر)	ابعاد خارجی ارتفاع*عرض*طول (سانتیمتر)	مدل	دستگاه
2500	20	1/14	250	50	220	120	146*63*105	150*80*210	H.P 150	هود پاتولوژی