

مستر میکس ریل تایم GeneGold – One Step

مستر میکس ریل تایم PCR با مارک GeneGold یکی از بهترین انواع مستر میکس تک مرحله ای برای RealTime PCR است .

این مستر میکس دارای آنزیم‌های Reverse Transcriptase و Hot Start Taq DNA Polymerase به صورت همزمان بوده و در هنگام انجام تست در یک مرحله در دمای ۵۰ درجه نمونه RNA توسط آنزیم Reverse Transcriptase به cDNA تبدیل شده و سپس در سیکل‌های PCR فرایند تکثیر و سنجش میزان ژن مورد نظر انجام می‌شود.

کیفیت اروپا، قیمت رقابتی:

امروزه مستر میکس‌های با کیفیت پایین محصول کشورهای آسیای شرقی مانند چین، به وفور در بازار ایران وجود داشته و عدم کیفیت و اصالت این محصولات باعث بروز مشکلات زیادی در فرایندهای تشخیصی و تحقیقاتی شده است. محصول GeneGold محصولی با کیفیت و تولید شده در کشور آلمان است که به صورت انبوه و با قیمتی رقابتی و حتی پایین تر از محصولات چینی و کره‌ای وارد بازار ایران شده است و کیفیت و اصالت این محصول تضمین می‌شود.

محتویات مستر میکس:

- آنزیم Reverse Transcriptase
- بافر Ribonuclease Inhibitor
- dNTPs
- پرایمر مخصوص سنتز cDNA
- آنزیم Hot Start Taq DNA Polymerase