

Bilirubin Meter BRM - 7000 Plus





● نمونه گیری از نوک انگشت یا کف پا نوزاد (حجم نمونه کمتر از ۷۵ میکرولیتر)

● محدوده اندازه گیری : 0~30 mg/dl

● صفحه نمایش : گرافیک LCD (2x20)

● دقت اندازه گیری: 0.25 mg/dl

● ابعاد: (30x20x15) Cm ● وزن: 2.5Kg

● طول موج: یک فیلتر 450nm و یک فیلتر کمکی 570nm

● مدت سنجش : Dual Wavelength

● ولتاژ ورودی: 220±10% V - 50-60 Hz