


# PYTHON

ELISA MICRO PLATE READER(PYTHON)



# PYTHON



## مشخصات دستگاه ELISA

### مشخصات فنی

ولتاژ ورودی 50-60Hz 220v

ابعاد 20\*40\*41cm

وزن 15kg

■ رنج خوانش و جذب نوری : 0.000\_4.000

■ دارای ۴ فیلتر: 450nm-405nm-492nm-630nm

■ مد خوانش: تک فیلتر و فیلتر کمکی

■ دارای شیکر با ۳ سرعت متفاوت

■ قابلیت اجرای ۱۲ تست در پلیت

■ قابلیت خوانش تست های کیفی و کمی

## مشخصات نرم افزاری

■ قابلیت اتصال به کامپیوتر مرکزی

■ قابلیت پذیرش کد مریض از کامپیوتر مرکزی و ارسال نتایج به آن

■ قابلیت رسم و اصلاح نمودار ذخیره شده

■ قابلیت بروزرسانی بصورت آنلاین

■ قابلیت استفاده از نمودار ذخیره و یا استفاده از چند نقطه استاندارد

■ قابلیت جوابدهی بصورت فایل خروجی Excel, Word, Pdf

■ قابلیت رسم نمودار Point to point , Regression, Absorbance و لگاریتمی