

بن ماری هشت خانه



بن ماری دستگاهی برای گرم کردن مواد به صورت ملایم و با دقت دمایی بالا بوده که واسطه قرار گرفتن آب بین عامل ایجاد حرارت و ماده مد نظر باعث ایجاد این قابلیت در دستگاه می‌شود.

مشخصات بن ماری هشت خانه



- ❖ بنماری هشت خانه حجم 22 لیتر
- ❖ درب و بخش رویی استیل آلیاژ 304 ضد زنگ
- ❖ درب ، مخزن و سینی استیل آلیاژ 304 ضد زنگ
- ❖ توان W1000
- ❖ سنسور با دقت دمایی 0.1 درجه سانتیگراد
- ❖ امکان تنظیم بازه دمایی
- ❖ دما : دمای محیط تا دمای جوش
- ❖ شیر تخلیه آب تمام برنجی
- ❖ امکان تنظیم ارتفاع پایه ها