


پارافین تریمر

POOYAN MK1711



مشخصات و ویژگی ها:

- دستگاه پارافین تریمر پویان به طور کامل پارافین اضافی سطح بیرونی تیشوتک را ذوب کرده و میتوانید از پارافین مجددا در قالب گیری بافت استفاده نمایید.

- سطح دستگاه باداشتن شیار های استاندارد برای تیشوتک و بازه دمایی مناسب به سرعت بخشی شما می افزاید.

- خطر پاک شدن متن یا بارکد نوشته شده بر روی تیشوتک به صفر میرسد.



Technical Specifications

Nominal voltage	220 / 240 V AC
Nominal frequency	50 / 60 Hz
Dimensions (WxDxH)	130x225x115 mm

Weight	3Kg
Temperature range	40-80 °C
Power draw	100VA